

Hospistyle Forniture Alberghiere

Hospistyle

SEDIA DA DOCCIA CON SCHIENALE VR55



[Chiama per il Prezzo](#)

CODICE ARTICOLO: VR55 SEDIA DA DOCCIA CON SCHIENALE, SEDUTA ANTISCIVOLO FORATA PER DEFLUSSO LIQUIDI, REGOLABILE IN ALTEZZA DA 39 A 54 CM

ITEMS: VR55 SHOWER SEAT WITH BACKRES, SEAT UNIT W/ANTI-SLIP FINISH, HOLES FACILITATE WATER

FLOW, TELESCOPICS LEGS, HEIGHT ADJUSMENT FROM 39 TO 54 CM

MATERIALE: polipropilene e alluminio anodizzato

MATERIAL: techno polymers

PORTATA: 180 kg MAXIMUM LOAD: 180 kg

MISURE-SIZES: L 50 H 39/54+32 P 30 PESO-WEIGHT: KG. 2,60

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA- CLEANING INSTUCTIONS:

Si prega di pulire lâ€™™ articolo con acqua e sapone neutro per evitare di danneggiare la finitura, risciacquare con acqua e

asciugare con un panno morbido. NON usare detergenti contenenti acidi, ammoniaca o abrasivi. Questi prodotti

danneggiano la finitura.

Please clean the surface with mild soap and water to avoid damaging the finish. Rinse with water and dry with a soft

cotton cloth. Do NOT use cleaners containing acids, ammonia or abrasives. Such products will damage the

finish.

GARANZIA- WARRANTY:

I nostri accessori sono realizzati in conformità con gli standard europei con materiali di altissima qualità garantendo qualità e durata nel tempo.

Gli oggetti in ottone con finitura cromata sono prodotti per resistere alla corrosione e sono garantiti per 2 anni a

condizione che l'installazione e la manutenzione siano corrette.

All our accessories are manufactured in accordance with European standards and from the highest quality materials

ensuring superior quality and durability. All brass constructed items with chrome finish are constructed to resist

corrosion and are warranted for 2 years provided that proper installation and all maintenance instructions are followed.

[Informazioni Venditore](#)